

フローサイトメトリー用 Apc/Cyanine7 抗マウス Cd19 モノクローナル抗体 - P25918

商品番号: CM0011195

前書き

フローサイトメトリー用のマウス CD19 を標的とする APC/Cyanine7 標識ウサギモノクローナル抗体。B細胞上のBリンパ球抗原を検出し、免疫学およびB細胞研究をサポートします。 - P25918。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗マウス CD19 mAb
備考／別名	Cd19
種	マウス
GeneID（ヒト）	930
GeneID	12478
免疫原	組換えタンパク質 マウス CD19（NP_033974.2）のアミノ酸19～287に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P25918
タンパク質分子量	60kDa
輸送条件	保冷バッグ