


フローサイトメトリー用APC/Cyanine7 抗マウスCd38 モノクローナル抗体 - P56528

商品番号: CM0009597



前書き

マウスCD38に対するAPC/Cyanine7標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。リンパ球活性化、カルシウムシグナル伝達、細胞接着に関連する免疫学研究に適しています。 - P56528

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ 抗マウス CD38 mAb
備考/別名	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
種	マウス
GeneID (ヒト)	952
GeneID	12494
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P56528
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ