

Apc/Cyanine7 Anti-Mouse Cd45 Rabbit Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P06800

商品番号: CM0008390

前書き

マウスCD45（PTPRC、白血球共通抗原、Ly-5、B220）を標的とするAPC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。マウスサンプルにおけるフローサイトメトリー用途で検証済み。免疫表現型分析および免疫細胞解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD45 mAb
備考/別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	5788
遺伝子ID	19264
免疫原	マウスCD45（NP_001104786.2）のアミノ酸26-566に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130kDa/140kDa/144kDa
配送	氷袋