

フローサイトメトリー用 Apc/Cyanine7 抗マウス Cd69 モノクローナル抗体 - P37217

商品番号: CM0007941

前書き

マウス CD69（早期活性化抗原 CD69）を標的とする APC/Cyanine7 結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。免疫細胞の活性化研究および T 細胞研究に適しています。マウスと反応します。分子量：約22 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗マウス CD69 mAb
備考／別名	AIM; VEA; 5830438K24Rik
種	マウス
GeneID（ヒト）	969
GeneID	12515
免疫原	組換えタンパク質 マウス CD69（NP_001028294.1）のアミノ酸配列 64～199 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P37217
タンパク質分子量	22 kDa
輸送	保冷バッグ