

APC/Cyanine7 マウス抗ヒトCD3モノクローナル抗体（Fc用） - P07766

商品番号: CM0007870



前書き

フローサイトメトリー用に開発された、ヒトCD3イプシロン鎖を標的とするAPC/Cyanine7結合マウスモノクローナル抗体です。TCR-CD3複合体の一部であるヒトCD3と反応し、T細胞サブセット解析や免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	APC/Cyanine7 マウス抗ヒトCD3 mAb
別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
対象種	ヒト
遺伝子ID	916
免疫原	ヒトCD3組換えタンパク質
起源	マウス
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	氷袋