

APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒト CD10 モノクローナル抗体（Fc用） - P08473

商品番号: CM0005346



前書き

ヒト

CD10（ネプリリシン、CALLA）を標的とするAPC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済みです。エンケファリンの分解、心血管シグナル伝達、および神経変性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒト CD10 mAb
備考/別名	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4311
GeneID	4311
免疫原	ヒト CD10 (NP_000893.2) のアミノ酸52-750に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08473
タンパク質分子量	86 kDa
配送	アイスバッグ