

Apc/Cyanine7 ウサギ抗ヒト Cd56/Ncam1

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P13591

商品番号: CM0005874



前書き

フローサイトメトリー用途に特化して設計された、ヒトCD56/NCAM1を標的とするAPC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。神経細胞接着分子1（NCAM1）を認識し、これは細胞接着を媒介し、ウイルス侵入レセプターとして機能する分子量約95 kDaの膜糖タンパク質です。ヒトサンプル用に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒト CD56/NCAM1 mAb
備考/別名	CD56; NCAM; MSK39
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4684
免疫原	ヒト CD56/NCAM1 (NP_851996.2) のアミノ酸20-413に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P13591
タンパク質分子量	95kDa
配送	氷袋