

フローサイトメトリー用 Apc/Cyanine7 標識 ウサギ抗ヒト CD61 Mab - P05106

商品番号: CM0008544



前書き

フローサイトメトリー用 APC/Cyanine7 結合
ウサギ抗ヒト CD61 (インテグリン β 3、GPIIIa)
モノクローナル抗体です。分子量87
kDa、ヒトと交差反応性を示します。血小板凝集、イ
ンテグリンシグナル伝達、心血管疾患の研究に適して
います。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒト CD61 mAb
別名	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3690
免疫原	ヒト CD61 (NP_000203.2) のアミノ酸21〜718番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P05106
タンパク質分子量	87 kDa
発送方法	保冷剤