


APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒトCD71モノクローナル抗体（Fc用） - P02786

商品番号: CM0011293



前書き

ヒトCD71（TFRC、T9、TR、TFR、p90、CD71、TFR1、TRFR）を標的とするAPC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプル中のトランスフェリン受容体1のフローサイトメトリー検出に適しています。分子量は約85 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒトCD71 mAb
備考／別名	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7037
GeneID	7037
免疫原	ヒトCD71（NP_003225.2）のアミノ酸100～250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P02786
タンパク質分子量	85 kDa
輸送	保冷バッグ