


APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒト Egfr モノクローナル抗体（Fc用） - P00533

商品番号: CM0009425



前書き

APC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体（ヒトEGFR [HER1/ErbB-1] ターゲット）。フローサイトメトリーで検証済みであり、腫瘍学およびシグナル伝達研究における細胞表面EGFRの高感度検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒト EGFR mAb
備考/別名	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1956
GeneID	1956
免疫原	組換えタンパク質 ヒトEGFR (NP_005219.2) のアミノ酸335-525に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
配送	アイスバック