

Apc/Cyanine7 ウサギ抗ヒト Ifn- Γ

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用、細胞内） - P01579

商品番号: CM0008129



前書き

APC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトIFN-

γ を標的とします。細胞内フローサイトメトリーに適しており、免疫応答、抗ウイルス防御、および免疫療法の研究を支援します。アミノ酸24-166にまたがる免疫原で検証されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒト IFN- γ mAb
備考/別名	IFG; IFI; IMD69
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3458
遺伝子ID	3458
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIFN- γ (NP_000610.2) のアミノ酸24-166に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P01579
タンパク質分子量	19kDa
配送	アイスバッグ