


フローサイトメトリー用 APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒト Tim-3/Havcr2 モノクローナル抗体 - Q8Tdq0

商品番号: CM0010165



前書き

ヒト TIM-3/HAVCR2（主要な免疫チェックポイント受容体）に特異的な APC/Cyanine7 結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に設計されています。ヒトと交差反応します。免疫学およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒト TIM-3/HAVCR2 mAb
別名／エイリアス	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	84868
GeneID	84868
免疫原	ヒト TIM-3/HAVCR2 のアミノ酸 22～200 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_116171.3）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TDQ0
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ