


Fc用 Apc/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サル Cd14 モノクローナル抗体 - P08571

商品番号: CM0009023



前書き

CD14（ヒト/サル）を標的とするAPC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。自然免疫、LPSシグナル伝達、単球/マクロファージ生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サル CD14 mAb
備考/別名	CD14
種	ヒト
GeneID（ヒト）	929
GeneID	929
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08571
タンパク質分子量	40kDa
輸送	保冷バッグ