

フローサイトメトリー用 Apc/Cyanine7 ウサギ抗ヒト／サル Cd19 Mab - Cd19

商品番号: CM0008488

前書き

ヒトおよびカニクイザルのCD19を標的とするAPC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用途向けに特異的にバリデーション済み。免疫学および診断研究におけるB細胞免疫表現型解析に最適。ヒトおよびカニクイザルと交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒト／サル CD19 mAb
種	ヒト、サル
遺伝子ID（ヒト）	930
遺伝子ID（カニクイザル）	102145514
免疫原	組換えタンパク質 サルCD19のアミノ酸20～292に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
タンパク質分子量	63kDa
輸送	保冷バッグ