

Apc/Cyanine7 ウサギ抗ヒード/サル Cd25 モノクローナル抗体（Fc用） - P01589

商品番号: CM0009288



前書き

ヒトおよびカニクイザルのCD25（IL-2受容体α鎖、p55）を標的とするAPC/Cyanine7標識ウサギモノクローナル抗体。免疫調節研究、特に制御性T細胞（Treg）研究におけるフローサイトメトリー応用向けに設計。ロットごとの検証を推奨。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒード/サル CD25 mAb
備考/別名	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3559
GeneID	3559
免疫原	ヒトCD25 (NP_000408.1) のアミノ酸22-213に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01589
タンパク質分子量	31kDa
輸送	保冷バッグ