


Apc/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サル Cd38 Polymab® - P28907

商品番号: CM0008964



前書き

フローサイトメトリー用のAPC/Cyanine7標識ウサギ抗ヒト/サルCD38モノクローナル抗体（PolymAb®）。ヒトおよびカニクイザルモデルにおけるCD38を検出します。免疫細胞プロファイリングとCD38研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サル CD38 PolymAb®
備考/別名	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	952
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD38 (P28907) のアミノ酸43-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P28907
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ