

Fc用Apc/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サルCd4モノクローナル抗体 - P01730

商品番号: CM0012198



前書き

ヒトおよびカニクイザルCD4を標的とするAPC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済み。Tヘルパー細胞の同定および免疫研究への応用を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サルCD4 mAb
備考/別名	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
種	ヒト
GeneID (ヒト)	920
GeneID	920
免疫原	ヒトCD4組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01730
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷バッグ