


フローサイトメトリー用 Apc/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サル Cd8A モノクローナル抗体 - P01732

商品番号: CM0012747



前書き

フローサイトメトリーで検証済みのAPC/Cyanine7共役ウサギ抗CD8aモノクローナル抗体です。ヒトおよびカニクイザルCD8aを認識し、T細胞および免疫応答研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サル CD8a mAb
備考/別名	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	925
遺伝子ID	925
免疫原	ヒトCD8a (NP_001759.3) のアミノ酸22-182番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01732
タンパク質分子量	21kDa/25kDa/30kDa
発送	氷袋