


フローサイトメトリー用 APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サル IgD モノクローナル抗体 - P01880

商品番号: CM0008027



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒトおよびカニクイザルの免疫グロブリンデルタ鎖を標的とする

APC/Cyanine7

結合ウサギモノクローナル抗体。B細胞の免疫表現型解析および体液性免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サル IgD mAb
備考/別名	免疫グロブリン重鎖定常領域デルタ
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3495
GeneID	3495
免疫原	組換えタンパク質；ヒト IgD のアミノ酸 99～384 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01880
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ