


Apc/Cyanine7 ウサギ抗マウス Cd11B

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P05555

商品番号: CM0010218



前書き

APC/Cyanine7 で標識された、マウス CD11b（インテグリン α -M）に対するウサギモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）。マウス CD11b（白血球接着受容体）を認識します。免疫表現型解析や免疫細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗マウス CD11b mAb
備考/別名	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	3684
GeneID	16409
免疫原	マウス CD11b (NP_032427.2) のアミノ酸 143-337 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	P05555
タンパク質分子量	127kDa
発送	保冷バッグ