

Apc/Cyanine7 ウサギ抗マウスCd19 Mab For Fc - P25918

商品番号: CM0008308

前書き

このAPC/Cyanine7標識ウサギ抗マウスCD19モノクローナル抗体は、B細胞系マーカーであるマウスCD19のフローサイトメトリー検出を目的としています。免疫表現型解析および免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗マウスCD19 mAb
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	930
遺伝子ID (マウス)	12478
免疫原	マウスCD19組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	P25918
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ