

## フローサイトメトリー用 Apc/Cyanine7 ウサギ抗マウスCd25

### モノクローナル抗体 - P01590

商品番号: CM0004646

#### 前書き

マウスCD25（IL-2RA、p55）を標的とするAPC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの実用化が検証済みです。本試薬はマウス免疫細胞上の細胞表面CD25を高精度に検出でき、免疫寛容および制御性T細胞（Treg）生物学の研究をサポートします。

#### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | APC/Cyanine7 ウサギ抗マウスCD25 mAb                         |
| 別名          | CD25; Il2r; Ly-43                                    |
| 対象種         | マウス                                                  |
| GeneID（ヒト）  | 3559                                                 |
| GeneID      | 16184                                                |
| 免疫原         | マウスCD25（NP_032393.3）のアミノ酸22-236番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                            |
| 用途          | FC（フローサイトメトリー）                                       |
| 交差反応性       | マウス                                                  |
| SWISSプロットID | P01590                                               |
| タンパク質分子量    | 31kDa                                                |
| 輸送方法        | 氷袋梱包                                                 |