

Apc/Cyanine7 ウサギ抗マウス Cd34 モノクローナル抗体（Fc用） - Q64314

商品番号: CM0010462

前書き

マウスCD34に対するAPC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用にバリデーション済み。マウスモデルにおける造血前駆細胞および幹細胞の接着研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗マウス CD34 mAb
備考／別名	CD34 ; CD34分子 ; GIG3 ; MORT1
種	マウス
GeneID（ヒト）	947
GeneID	12490
免疫原	マウスCD34（NP_598415.1）のアミノ酸35～287に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q64314
タンパク質分子量	41kDa
輸送条件	保冷剤