


フローサイトメトリー用 Apc/Cyanine7 ウサギ抗マウスCd44 モノクローナル抗体 - P15379

商品番号: CM0004622



前書き

マウスCD44 (Ly-24、Pgp-1、HERMES) に対するAPC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの実証済みです。マウスと反応します。予測分子量は85 kDaです。UniProt P15379。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗マウスCD44 mAb
別名	Ly-24; Pgp-1; HERMES
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	960
GeneID	12505
免疫原	マウスCD44 (NP_033981.2) のアミノ酸23～176番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	P15379
タンパク質分子量	85 kDa
輸送方法	保冷剤