


Apc/Cyanine7 Rabbit Anti-Mouse Cd8A Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P01731

商品番号: CM0005535



前書き

フローサイトメトリー用APC/Cyanine7標識マウスCD8a (Ly-2/Lyt-2) ウサギモノクローナル抗体。27 kDaのT細胞共受容体を認識します。FCにおけるマウスCD8aの検出について検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD8a mAb
備考/別名	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
種	マウス
GeneID (ヒト)	941
GeneID	12525
免疫原	マウスCD8a (NP_001074579.1) のアミノ酸28-196に相当する配列を含む組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01731
タンパク質分子量	27kDa
配送	氷袋