

フローサイトメトリー用 Apc/Cyanine7 ウサギ抗マウス Cd90.2

モノクローナル抗体 - P01831

商品番号: CM0007782

前書き

マウス CD90.2 (Thy-1) を標的とする APC/Cyanine7 結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでの使用が検証されています。細胞間相互作用に与する GPI アンカー型膜糖タンパク質です。免疫学および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗マウス CD90.2 mAb
備考／別名	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
種	マウス
遺伝子 ID (ヒト)	7070
遺伝子 ID	21838
免疫原	合成ペプチド：マウス CD90.2 由来の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01831
タンパク質分子量	18kDa
配送	保冷剤