

APC/Cyanine7 ウサギ抗Nhp Igd モノクローナル抗体 - カニクイザルIgd

商品番号: CM0005941

前書き

このAPC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体は、ヒト以外の霊長類（NHP）の免疫グロブリンデルタ重鎖を標的とし、フローサイトメトリー（FC）用に設計されています。カニクイザルおよびアカゲザルのIgDと交差反応し、霊長類研究モデルにおける免疫細胞解析をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗NHP IgD mAb
種	カニクイザル
免疫原	カニクイザル免疫グロブリンデルタ重鎖の組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	カニクイザル、アカゲザル
配送	氷袋