

Apc/Cyanine7 ラット抗マウス Cd45R/B220 モノクローナル抗体（Fc用） - P06800

商品番号: CM0005313

前書き

APC/Cyanine7結合ラットモノクローナル抗体。マウスCD45R/B220を標的とします。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。T細胞活性化および免疫シナプスシグナル伝達に参与する受容体型チロシンタンパク質ホスファターゼC（CD45）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ラット抗マウス CD45R/B220 mAb
備考/別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	マウス
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	19264/5788
免疫原	マウス CD45R/B220 組換えタンパク質
供給源	ラット
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130kDa/140kDa/144kDa
配送条件	アイスバッグ