


Apc/Cyanine7 ラット抗マウスMhcクラスIi (I-A/I-E)

モノクローナル抗体（Fc用） - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

商品番号: CM0010101



前書き

APC/Cyanine7標識ラットモノクローナル抗体、マウスMHCクラスII (I-A/I-E)

を標的とし、免疫学研究および診断アッセイ開発におけるフローサイトメトリー用途に使用。複数のハプロタイプに反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ラット抗マウスMHCクラスII (I-A/I-E) mAb
備考/別名	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
種	マウス
GeneID	14969, 14961, 381091, 14960
免疫原	マウスMHCクラスII (I-A/I-E) 組換えタンパク質
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435
タンパク質重量	30kDa / 32kDa / 26kDa
輸送	保冷バッグ