


Apex1/Ape1 ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P27695

商品番号: CM0002932



前書き

ヒト、マウス、ラットと反応する、WB、IHC-P、ELISAで検証済みの抗APEX1/APE1ウサギモノクローナル抗体。DNA修復および酸化ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APEX1/APE1 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; APEX1/APE1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	328
GeneID	328
免疫原	合成ペプチド ヒトAPEX1/APE1 (P27695) のアミノ酸1-100番目の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27695
タンパク質重量	36kDa
配送	アイスバッグ