


Apoa1 ウサギポリクローナル抗体（Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応） - P02647

商品番号: CM0013002



前書き

ヒトAPOA1（アポリポタンパク質A-I）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。逆コレステロール輸送や心血管疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APOA1 ウサギpAb
別名	HPALP2; apo(a); APOA1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	335
GeneID	335
免疫原	ヒトAPOA1（NP_000030.1）のアミノ酸25～267番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS ID	P02647
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	保冷剤