

Apolipoprotein Ci ウサギ モノクローナル 抗体 (Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用) - P02654

商品番号: CM0008449



前書き

ヒト Apolipoprotein CI (APOC1) に対するウサギモノクローナル抗体です。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性があります。脂質代謝および心血管疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Apolipoprotein CI ウサギ mAb
備考/別名	Apo-CI; ApoC-I; apo-CIB; apoC-IB; Apolipoprotein CI
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	341
遺伝子ID	341
免疫原	合成ペプチド: ヒト APOC1(P02654) に由来する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02654
タンパク質分子量	9kDa
発送	保冷バッグ