

シロイヌナズナ用 Aprr3 ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Elisa) - Aprr3 ウサギ Pab

商品番号: CM0019236

前書き

シロイヌナズナの組換えAPRR3タンパク質に対して作製されたAPRR3ウサギポリクローナル抗体。植物科学研究におけるウェスタンブロット法およびELISAアプリケーションで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APRR3 ウサギ pAb
備考/別名	APRR3; MGO3.8; MGO3_8; 疑似応答調節因子3
種	シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana)
遺伝子ID	836132
免疫原	組換えタンパク質 (シロイヌナズナ APRR3 (NP_568919.1) のアミノ酸245-371に対応する配列を含む組換え融合タンパク質)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ
発送	アイスパック