

Aprr7 ウサギポリクローナル抗体 - Aprr7

商品番号: CM0019936

前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質APRR7ウサギポリクローナル抗体。シロイヌナズナAPRR7（疑似応答調節因子7）を特異的に検出します。植物シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APRR7 ウサギ pAb
備考/別名	APRR7; F9G14.120; F9G14_120; 疑似応答調節因子7
種	シロイヌナズナ
遺伝子ID	831793
免疫原	シロイヌナズナAPRR7（NP_568107.1）のアミノ酸236-339に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ
発送	保冷バッグ