

Ar-V7 ウサギPab（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P10275-3

商品番号: CM0023357

前書き

ヒトAR-V7（アンドロゲン受容体スプライスバリエント）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに対応しています。リガンド結合ドメインを欠く恒常的活性型アイソフォーム（67kDa）を標的とし、ヒトサンプルでの検証が完了しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AR-V7 ウサギpAb
別名	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSP1; NR3C4; SMAXI; HUMARA; AR-V7
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	367
GeneID	367
免疫原	ヒトAR-V7 (NP_001334990.1) のアミノ酸544-644領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P10275-3
タンパク質分子量	67kDa
輸送方法	保冷剤