

ウエスタンブロット、If-P、Ihc-P、Elisa用 Arginase-1

ウサギモノクローナル抗体 - Q61176

商品番号: CM0007929

前書き

マウスArginase-1 (Arg-1)を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。尿素回路、免疫調節、腫瘍免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Arginase-1 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	AI; PGIF; Arg-1; Arginase-1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	383
遺伝子ID	11846
免疫原	組換えタンパク質 / マウスArginase-1 (NP_031508.1)のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q61176
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷剤入り