


ウエスタンブロット、Elisa用 Arginase 2 (Arg2) ウサギPab - P78540

商品番号: CM0029867



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用Arginase 2 (ARG2)ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを検出。免疫原はアミノ酸270-354に対応。アルギニン代謝、免疫調節、ミトコンドリア研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Arginase 2 (ARG2) ウサギ pAb
備考/別名	ARG2; Arginase 2 (ARG2)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	384
GeneID	384
免疫原	ヒトArginase 2 (ARG2) (NP_001163.1) のアミノ酸270-354に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78540
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ