

## Arhgap30 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用途） - Q7Z6I6

商品番号: CM0022792

### 前書き

ヒトおよびマウスのWB、IF/ICC、ELISAで実証済みのARHGAP30

ウサギポリクローナル抗体です。標的はRho GTPase活性化タンパク質30（RAC1およびRHOAに対するGAP）です。組換え免疫原、ウサギ由来です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 製品名       | ARHGAP30 Rabbit pAb                               |
| 別名        | ARHGAP30                                          |
| 対象種       | ヒト                                                |
| 遺伝子ID（ヒト） | 257106                                            |
| 遺伝子ID     | 257106                                            |
| 免疫原       | ヒトARHGAP30（NP_859071.2）のアミノ酸485～585番に対応する組換えタンパク質 |
| 由来        | ウサギ                                               |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                         |
| 用途        | WB、IF/ICC、ELISA                                   |
| 交差反応性     | ヒト、マウス                                            |
| SWISS     | Q7Z6I6                                            |
| タンパク質分子量  | 119kDa                                            |
| 発送        | 氷袋梱包                                              |