

## Arhgdib ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa用 - P52566

商品番号: CM0026016



### 前書き

ヒトARHGDIB（RhoGDI2/Ly-GDI）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスのサンプル中の標的を検出し、Rho GTPaseシグナル伝達やアクチン細胞骨格ダイナミクスの研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ARHGDIB ウサギpAb                                             |
| 備考/別名       | D4; GDIA2; GDID4; LYGDI; Ly-GDI; RAP1GN1; RhoGDI2; ARHGDIB |
| 種           | ヒト                                                         |
| GeneID (ヒト) | 397                                                        |
| GeneID      | 397                                                        |
| 免疫原         | ヒトARHGDIB（NP_001166.3）のアミノ酸1-201に対応する配列を含む組換え融合タンパク質       |
| 起源          | ウサギ                                                        |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                  |
| 用途          | WB、IHC-P、ELISA                                             |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                     |
| SWISS       | P52566                                                     |
| タンパク質分子量    | 23kDa                                                      |
| 配送方法        | アイスバッグ                                                     |