

## Arms2 ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P0C7Q2

商品番号: CM0018136

### 前書き

高品質なARMS2ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。加齢黄斑変性症の研究や、ヒト網膜・胎盤におけるARMS2タンパク質発現の調査に適しています。マウスとの交差反応性あり。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名        | ARMS2 ウサギ pAb                                           |
| 備考/別名      | ARMD8; ARMS2                                            |
| 種          | ヒト                                                      |
| 遺伝子ID (ヒト) | 387715                                                  |
| 遺伝子ID      | 387715                                                  |
| 免疫原        | ヒトARMS2 (NP_001093137.1) のアミノ酸1-107に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 供給源        | ウサギ                                                     |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                               |
| 適用         | WB, ELISA                                               |
| 交差反応性      | マウス                                                     |
| SWISS      | P0C7Q2                                                  |
| タンパク質分子量   | 11kDa                                                   |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                   |