


Wb、Ihc-

P、If/Icc、Elisa用アロマターゼ（Cyp19A1）ウサギポリクローナル抗体 - P11511

商品番号: CM0015257



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みの本ウサギポリクローナル抗体は、エストロゲン生合成における重要な酵素であるヒトアロマターゼ（CYP19A1）を標的とします。ヒトおよびラットと交差反応します。ホルモン依存性がんおよび生殖生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アロマターゼ（CYP19A1）ウサギポリクローナル抗体
別名	ARO; ARO1; CPV1; CYAR; CYP19; CYPXIX; P-450AROM; アロマターゼ（CYP19A1）
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	1588
GeneID	1588
免疫原	ヒトアロマターゼ（CYP19A1）（NP_000094.2）のアミノ酸1～180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P11511
タンパク質分子量	58kDa
配送	保冷剤