

Wb、Elisa用Arr3ウサギPab - P36575

商品番号: CM0015598

前書き

ヒトARR3（錐体アレスチン）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットと交差反応します。網膜シグナル伝達研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARR3ウサギpAb
備考／別名	ARRX; cArr; MYP26; ARR3
生物種	ヒト
GeneID	407
免疫原	ヒトARR3（NP_004303.2）のアミノ酸1～260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P36575
タンパク質分子量	43kDa
輸送条件	保冷バッグ