

Asb17 ウサギ ポリクローナル 抗体 (WbおよびElisa用) - Q8Wxj9

商品番号: CM0024179

前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証済みの抗ASB17ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットへの交差反応性あり。精巣におけるユビキチン-プロテアソーム経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASB17 ウサギ pAb
備考/別名	Asb-17; ASB17
種	ヒト
GeneID (ヒト)	127247
GeneID	127247
免疫原	ヒトASB17 (NP_543144.1) のアミノ酸30-130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WXJ9
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	保冷バッグ