


Asc/Tms1ウサギモノクローナル抗体（Wb、If、Ihc、Elisa対応） - Q9Epb4

商品番号: CM0006294



前書き

マウスASC/TMS1 (Pycard)

ターゲットの組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF、IHC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのASCを検出可能。インフラマソームおよびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASC/TMS1 Rabbit mAb
備考/別名	Asc; TNS1; masc; CARD5; TMS-1; 9130417A21Rik; ASC/TMS1
種	マウス
GeneID (ヒト)	29108
GeneID	66824
免疫原	マウスASC/TMS1 (NP_075747.3) のアミノ酸1-93に相当する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9EPB4
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋