


Asc/Tms1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If、Ihc-P、Elisa対応） - Q9U1z3

商品番号: CM0015998



前書き

ASC/TMS1 (PYCARD)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、IHC-

P、ELISAで確認済み。ヒト、マウス、ラットのASC/TMS1を検出。アポトーシス、インフラマソーム、自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASC/TMS1 ウサギ pAb
備考/別名	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29108
遺伝子ID	29108
免疫原	ヒト ASC/TMS1 (NP_037390.2) のアミノ酸 50-195 に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9ULZ3
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスバッグ