


Asmt ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P46597

商品番号: CM0018238



前書き

ヒトASMT（アセチルセロトニンO-メチルトランスフェラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションに対応します。メラトニン合成経路の調査に最適です。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASMT ウサギ pAb
備考/別名	ASMTY, HIOMT, HIOMTY, ASMT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	438
GeneID	438
免疫原	組換えタンパク質 ヒトASMT（NP_001164510.1）のアミノ酸76-298に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P46597
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスバッグ