

Aspm ウサギ Pab - 遺伝子Id: 259266

商品番号: CM0022595

前書き

ASPM（異常紡錘体型小頭症関連タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいてWB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。神経発達およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ASPM ウサギ pAb
別名	ASP; MCPH5; Calmbp1; ASPM
遺伝子ID	259266
免疫原	合成ペプチド：ヒトASPM（NP_060606.3）のアミノ酸450～550番の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
発送方法	保冷剤