


Ass1 ウサギポリクローナル抗体 - P00966

商品番号: CM0022279



前書き

ヒトASS1（アルギニノコハク酸合成酵素）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応し、尿素サイクルおよびアルギニン生合成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASS1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	ASS; CTLN1; ASS1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	445
遺伝子ID	445
免疫原	ヒトASS1 (NP_446464.1) のアミノ酸1-412に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00966
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋