


非対称性ジメチル化ヒストンH3（R17）ウサギポリクローナル抗体 –

Q16695/P68431 | Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa

商品番号: CM0000384



前書き

アルギニン17位（R17）で非対称的にジメチル化されたヒストンH3に特異的なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エピゲノムおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	非対称性ジメチル化ヒストンH3-R17 ウサギpAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R17
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	H3
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH3（NP_003520.1）のR17周辺の非対称性ジメチル化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
発送方法	保冷剤