


非対称ジメチル-ヒストンH3-R2ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431) WbおよびElisa用

商品番号: CM0000243



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、ヒストンH3のアルギニン2位（H3R2me2a）の非対称ジメチル化を特異的に認識します。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットおよびその他の種と交差反応し、エピジェネティクスおよびクロマチン研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	非対称ジメチル-ヒストンH3-R2ウサギpAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; 非対称ジメチル-ヒストンH3-R2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のR2周辺の合成非対称ジメチル化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲な反応が予測されます）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバッグ